

Центрифуга лабораторная для молочной промышленности ЦЖ1-65

Предназначена для определения массовой доли жира в молоке и молочных продуктах по ГОСТ 5867, массовой доли белка в молоке по ГОСТ 25179, измерения растворимости сухих молочных продуктов по ГОСТ 8764.



Технические данные:

Количество размещаемых в роторе бутирометров или пробирок: 12 шт.

Количество типов стаканов для различных видов анализов: 3.

Максимальное центробежное ускорение: 280.

Частота вращения ротора: 1300 ± 200 об/мин.

Падение температуры проб (исходная температура проб 65°C) при центрифугировании в течение 15 мин: не более 20°C .

Диапазон задания времени центрифугирования: 2-30 мин.

Масса: 35 кг.

Электропитание: однофазная сеть 220 В, 50 Гц.

Максимальная потребляемая мощность: 500 Вт.

Габаритные размеры: 470x450x360 мм.

Особенности центрифуги:

- Универсальность.
- Полная безопасность оператора.
- Встроенный таймер.
- Компактность.
- Низкий уровень шума.
- Кислотостойкое покрытие камеры центрифуги.
- Простота управления.
- Современный дизайн.

