

1. Центрифуга лабораторная настольная ЦЛН-16 с частотой вращения 20 000 об/мин в комплекте с ротором 12x1,5/2мл

Центрифуга ЦЛН-16 с ротором 12x1,5/2,2 мл предназначена для лабораторных исследований, где требуется разделение небольших объемов жидкостей и взвесей с удельной плотностью до 2 г/см³ на фракции при помощи центробежных сил.



Ротор 12x1,5/2,2 мл
Частота вращения 20 000 об/мин
Фактор разделения (ОЦУ) 26 800
K-фактор 388

Максимальная частота вращения	20 000 об/мин
Задание частоты вращения с шагом	50 об/мин
Максимальное относительное центробежное ускорение (ОЦУ)	26 800 xg
Диапазон задания времени работы	от 1 до 99 мин
Точность поддержания частоты вращения, не хуже	± 2%
Максимальная вместимость	12x1,5/2,2 мл
Предустановленные режимы разгона/торможения	не менее 9/9
Допустимый уровень шума, не более	65 дБ
Электропитание (однофазное)	220В 50Гц 5А
Потребляемая мощность, не более	400
Масса центрифуги без ротора, не более	26
Габаритные размеры центрифуги (ШхВхГ), мм	330 x 320 x 390

Полностью металлический корпус, камера из нержавеющей стали, система защитных электронных блокировок с электромеханическим замком (электронный замок безопасности) обеспечивают безопасную работу персонала.

2. Центрифуга лабораторная настольная ЦЛН-16 с частотой вращения 20 000 об/мин в комплекте с ротором 12х0,5мл

Центрифуга ЦЛН-16 с ротором 12х0,5 мл предназначена для лабораторных исследований, где требуется разделение небольших объемов жидкостей и взвесей с удельной плотностью до 2 г/см³ на фракции при помощи центробежных сил.



Ротор 12х0,5 мл
Частота вращения 20 000 об/мин
Фактор разделения (ОЦУ) 20 380
K-фактор 491

Максимальная частота вращения	20 000 об/мин
Задание частоты вращения с шагом	50 об/мин
Максимальное относительное центробежное ускорение (ОЦУ)	20 380 xg
Диапазон задания времени работы	от 1 до 99 мин
Точность поддержания частоты вращения, не хуже	± 2%
Максимальная вместимость	12х0,5 мл
Предустановленные режимы разгона/торможения	не менее 9/9
Допустимый уровень шума, не более	65 дБ
Электропитание (однофазное)	220В 50Гц 5А
Потребляемая мощность, не более	400
Масса центрифуги без ротора, не более	26
Габаритные размеры центрифуги (ШхВхГ), мм	330 x 320 x 390

Полностью металлический корпус, камера из нержавеющей стали, система защитных электронных блокировок с электромеханическим замком (электронный замок безопасности) обеспечивают безопасную работу персонала.